

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL - HEMOSTASIS**  
**(PNPME-HK)**  
**SIKLUS 1 TAHUN 2025**

**1. JADWAL**

| No | Kegiatan                       | Jadwal                                                      |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                | Siklus 1                                                    |
| 1  | Pembukaan Pendaftaran          | 02 Januari 2025                                             |
| 2  | Batas akhir pendaftaran        | 05 Maret 2025                                               |
| 3  | Pendistribusian Bahan Uji      | 28 April-05 Mei 2025                                        |
| 4  | Pemeriksaan Serentak           | 19 Mei 2025                                                 |
|    |                                | (Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan) |
| 5  | Batas Akhir Penerimaan Jawaban | 02 Juni 2025                                                |
| 6  | Feedback                       | 24 Juni 2025                                                |

**2. APLIKASI PME ONLINE**

**Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :**

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

**3. BAHAN UJI**

Bahan uji yang dikirim kepada saudara sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari 1 (satu) botol bahan uji hemostasis dalam bentuk **liofilisat**.

Bahan uji yang belum dilarutkan harus disimpan pada suhu 2°C sampai 8°C (lemari es).

Pengiriman melalui jasa pengiriman selama 8 hari tidak mengganggu stabilitas serum/bahan uji yang belum dilarutkan.

#### 4. CARA MELARUTKAN BAHAN UJI

- Pipetkan dengan pipet volumetrik **Tepat 1.0 mL** aquabides kualitas tinggi kedalam bahan bahan uji yang akan diperiksa.
- Diamkan selama 30 menit pada suhu kamar.
- Botol bahan uji yang akan diperiksa dihomogenkan beberapa kali sehingga isi dalam botol terlarut dengan sempurna. Jangan dikocok, hindarilah terjadinya busa.

#### **Perhatian!**

Bahan uji berasal dari bahan infeksius, sehingga bahaya infeksi mungkin saja terjadi. Oleh karena itu kerjakanlah dengan hati-hati.

#### 5. Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium

Kode: PNPME-HK —————> Label Putih

#### 6. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Kontrol yang sudah dilarutkan sempurna disimpan pada suhu kamar dan dikerjakan kurang dari 4 jam.

Periksalah konsentrasi parameter-parameter yang tertera dalam formulir hasil pada aplikasi dengan menggunakan metode pemeriksaan yang biasa dipakai di laboratorium saudara dalam pemeriksaan-pemeriksaan rutin.

#### 7. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profesiensi

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

#### 8. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online

**Isilah hasil pemeriksaan pada Aplikasi hasil pemeriksaan yang telah disiapkan seperti dibawah ini :**

- a. Pilih tanggal pemeriksaan bahan uji.
- b. Pilih Option Metode, alat dan kualifikasi pemeriksa setiap parameter.  
Bila tidak tersedia pilihan tulis pada kolom keterangan dibawah
- c. Input hasil pemeriksaan pada kolom hasil pemeriksaan yang sudah disediakan.

|                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketentuan pengisian hasil pemeriksaan adalah :                                                                                                                     |        |                                                                                                     |
| - Fibrinogen                                                                                                                                                       | —————→ | Hasil dinyatakan <b>tanpa desimal</b> , contoh<br>Fibrinogen : 121                                  |
| - APTT dan<br>- PT                                                                                                                                                 | }      | Hasil dinyatakan dalam <b>satu desimal</b><br>(satu angka dibelakang koma), contoh :<br>APTT : 48.2 |
| - INR PT                                                                                                                                                           | —————→ | Hasil dinyatakan dalam <b>dua desimal</b><br>(dua angka dibelakang koma), contoh :<br>INR PT : 8.25 |
| Masukkan hasil pemeriksaan PME di masing-masing kolom hasil parameter yang tersedia dengan format diatas dan <b>GUNAKAN TANDA TITIK (.) SEBAGAI PENGANTI KOMA.</b> |        |                                                                                                     |

- d. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium.
- e. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol “**simpan**” lalu klik “**unduh**” untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- f. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik “**simpan perbaikan**” lalu klik “**unduh**”.
- g. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- h. Klik Tombol “**irim**” untuk mengirim isian peserta, lalu klik “**unduh**” kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

9. EVALUASI

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

10. KERAHASIAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

11. FEED BACK

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback

12. TINDAKLANJUT

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan masing-masing provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan Hemostasis di Laboratorium.
- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam melaksanakan PME ini dapat menghubungi :
  - Rahmi Widiyawati : HP. 08127249068
  - Amalia : HP. 081373968686

Palembang, Januari 2025  
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang